



ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЕДПО

Ёмкости-контейнеры полимерные для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий с принадлежностями







Предназначены для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях.

Изготовлены из прочных химически стойких нетоксичных пластиков: полистирола (ЕДПО-01) и полипропилена (ЕДПО-02).

Особенности:

- перфорированный поддон позволяет исключить тактильный контакт медперсонала с контаминированным содержимым и дезинфицирующим раствором, а также облегчает промывание обрабатываемых изделий;
- пластина-гнёт обеспечивает полное погружение в раствор изделий из резины и пластика;
- крышка ванны защищает обслуживающий персонал от ингаляционного контакта с дезинфицирующими растворами;
- широкий параметрический ряд контейнеров ЕДПО позволяет рационально использовать их во всех отделениях медицинских учреждений;
- модели с рабочим объемом 1, 3, 5 и 10 литров оснащены прозрачными пластиковыми карманами под бумажный носитель служебной информации;
- модели с рабочим объемом 3, 5 и 10 литров (кроме 10Д-01) могут комплектоваться толкателями для бесконтактного погружения пластины-гнёта.

Серия дезинфекционного оборудования и средств индивидуальной защиты производства ЕЛАМЕД награждена дипломом лауреата конкурса «100 лучших товаров России».

«Дезинфекцию с использованием химических средств проводят способом погружения изделий в раствор в специальных емкостях из стекла, пластмасс или покрытых эмалью без повреждений. Наиболее удобно применение специальных контейнеров, в которых изделия размещают на специальных перфорированных решетках».

Методические указания МУ-287-113. п. 2.4.

Основные параметры и характеристики

Наименование	Полезный объем, л	Полный объем, л	Габаритные размеры, мм	Внутренние размеры поддона, мм	Допустимая рабочая температура, °С, не более
ЕКпДХ-0,1/01	-	0,1±5%	не более (91×85×73)	-	75
ЕКаДХ-0,1/01	-	0,1±5%	не более (91×85×73)	-	120+2
ЕДПО-1-01-2 и ЕДПО-1-02-2	1±10%	1,6±10%	(230×154×91)±7%	(145×110×70)±7%	65
ЕДПО-3-01-2 и ЕДПО-3-02-2	3±10%	5,0±10%	(323×215×1251)±7%	(205×160×100)±7%	65
ЕДПО-5-01-2 и ЕДПО-5-02-2	5±10%	8±10%	(400×265×155)±7%	(255×200×125)±7%	65
ЕДПО-10-01-2 и ЕДПО-10-02-2	10±10%	15,0±10%	(524×333×200)±7%	(320×250×165)±7%	65
ЕДПО-10Д-01	10±10%	16±10%	(875×230×160)±7%	(700×180×130)±7%	65

ЕКаДХ-0,1/01 и ЕКпДХ-0,1/01
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03697


ЕДПО
Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05373

ЕДПО-С

Ёмкости-контейнеры полимерные для химической дезинфекции, стерилизации и предстерилизационной обработки медицинских изделий

Особенности:

- возможность хранить стерильные медицинские изделия;
- возможность обработки стерильной водой эндоскопов после ДВУ;
- гарантия сохранности первоначального цвета ёмкости-контейнера на более длительное время ввиду использования более прочного материала – армлена;
- толщина стенки 2,5 мм обеспечивает долговременную эксплуатацию;
- наличие выемки для устойчивой установки поддона при стекании раствора;
- соответствие требованиям основных регламентирующих документов по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских изделий.



НОВИНКА

Области применения:

- лаборатории;
- процедурные кабинеты;
- посты;
- перевязочные;
- кабинеты поликлинического приема;
- приемный покой;
- стоматологические кабинеты;
- малые операционные;
- кабинеты и отделения физиотерапии;
- станции скорой медицинской помощи и др.

Емкость-контейнер изготовлена из ударопрочного , химически и термостойкого нетоксичного пластика – армлена голубого цвета, устойчивого к стерилизации паровым методом при +120+2° С и стерилизационной выдержке 45+3 мин в сооответствии с МУ–287–113.

Основные параметры и характеристики:

Наименование	Полный объем, л	Масса, не более, кг	Габаритные размеры, мм	Внутренние размеры поддона, мм	Внутренний размер поддона по диагонали, мм	Допустимая рабочая темп-ра, °С
ЕДПО-1С	1,6±7%	0,6	(225±7)×(150±7)×(100±7)	(145±7)×(112±7)×(70±7)	205±7	+120+2
ЕДПО-3С	5±7%	1,3	(330±7)×(210±7)×(125±7)	(205±7)×(160±7)×(105±7)	300±7	+120+2
ЕДПО-5С	7,5±7%	2,1	(395±7)×(260±7)×(155±7)	(255±7)×(200±7)×(125±7)	375±7	+120+2

Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3585

УЗО-«МЕДЭЛ»

Установки для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов со световой и звуковой индикацией процесса

Использование ультразвука – это современный способ безопасной и эффективной предстерилизационной очистки медицинских изделий любой формы и конфигурации из металла, стекла и пластмассы от различных белковых загрязнений: крови, гноя, эпителиальной, жировой и костной ткани и т.д.; от остатков лекарств и смазочных масел; продуктов коррозии и т.д. Это надежная защита медицинского персонала и пациентов за счет бесконтактного гарантированного качества очистки.



Уникальные особенности ультразвуковых моек УЗО-"МЕДЭЛ", расширяющие и улучшающие их функциональные возможности:

• Верхнее расположение ультразвукового излучателя исключает влияние выпадающего осадка на качество очистки, позволяет за счет меньшей мощности проводить качественную очистку, не приводящую к порче инструмента.

• Исполнение УЗО-«МЕДЭЛ» на базе полимерных контейнеров ЕДПО обеспечивает взаимозаменяемость корпусных деталей, что позволяет обрабатывать огромное количество инструментов за кратчайшие сроки, благодаря организации поточного метода и идеального совмещения двух этапов обработки инструментов и медицинских изделий: дезинфекции и предстерилизационной очистки. Такая конструкция позволяет исключить тактильный контакт медперсонала с контаминированным инструментом на всех этапах его обработки вплоть до стерилизации.

• Пластик, из которого выполнен корпус УЗО-«МЕДЭЛ», «гасит» ультразвуковые волны, исключая их влияние на обслуживающий персонал.

За уникальность конструкции и качество исполнения установки УЗО «МЕДЭЛ» награждены платиновым знаком качества «Всероссийская марка (III тысячелетие)» и бронзовой медалью III Московского международного салона инноваций и инвестиций.

Основные параметры и характеристики

Наименование	УЗО1-01	УЗО3-01	УЗО5-01	УЗО10-01
Габаритные размеры ультразвукового генератора, мм, не более	250×270×105			
Габаритные размеры сборки, состоящей из излучателя ультразвукового и емкости, мм, не более	230×155×150	355×215×185	400×265×190	510×330×240
Габаритные размеры сборки, состоящей из излучателя ультразвукового и емкости, мм, не более	430×520×500	430×580×500	430×640×500	530×700×500
Полезный объем ванн, л	1	3	5	10
Электропитание от сети переменного тока	Частотой 50 Гц, напряжением 220 В (–10%; +10%)			
Потребляемая электрическая мощность	Не более 200 ВА			
Рабочая ультразвуковая частота	22 (-1,6;+1,7) кГц			
Диапазон излучаемой акустической мощности	75-110 Вт			
Средний срок службы	Не менее 5 лет			

УЗО1-01 и УЗО3-01. Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2730
УЗО5-01 и УЗО10 -01. Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10977

КДХТ-01-«ЕЛАТ»

Контейнер полимерный для химической дезинфекции
и транспортировки отработанных медицинских материалов и инструментов





Полимерный контейнер для химической дезинфекции, временного хранения и транспортировки отработанных медицинских материалов, образовавшихся в полевых условиях (бригады скорой помощи, МЧС и др.) на место последующей утилизации (одноразовые материалы) или дальнейшей обработки (многоразовые инструменты), а также для транспортировки биологических, операционных материалов между ЛПУ.

Рекомендовано к применению: станции скорой помощи; МЧС, операционные, роддома; патологоанатомические, гистологические и другие лаборатории.

Особенности:

• основная крышка с уплотнителем и защелкивающимися замками исключает расплескивание содержимого при транспортировке;

• перфорированный поддон позволяет исключить тактильный контакт медперсонала с контаминированным содержимым и дезинфицирующим раствором;

• пластина-груз обеспечивает полное погружение отработанных материалов в дезраствор;

• расположенная на крышке ручка делает удобной переноску контейнера.

Отработанные медицинские материалы и использованные инструменты, образовавшиеся в результате работы бригад скорой помощи, могут стать причиной заражения людей. Контейнер КДХТ-01 идеально подходит для соблюдения санэпидрежима при оказании профессиональной медицинской помощи вне стен лечебного учреждения.

Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры пенала	340×220×190 мм
Масса, не более	1,2 кг
Полный объем	5,0±0,15 л
Средний срок службы	Не менее 2 лет

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08558

Вакуумные системы ЕЛАМЕД



Достоинства вакуумной системы проявляются в ее сравнении с традиционным методом забора крови, основанным на взятии крови шприцом, который не имеет стандартизации преаналитического этапа лабораторного исследования.

Основные признаки низкого качества взятых проб крови при традиционном способе:

- гемолиз;
- недостаточное количество материала;
- свертывание крови в пробирке;
- потери или неполучение образцов лабораторией;
- неправильная маркировка;
- неверно указан пациент, либо не указан;
- неверно подобрана пробирка (реагент);
- значительное расхождение с предыдущими результатами или несоответствие ожидаемым.

Применение закрытой вакуумной системы ЕЛАМЕД для взятия и хранения крови с различными добавками и стабилизаторами решает большинство из перечисленных выше проблем и задач.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Безопасность пациента и персонала

- при заборе кровь поступает в пластиковую небьющуюся вакуумную пробирку с реагентами, в которой находится при транспортировке и подготовке к анализу;
- закрытая система исключает контакт медперсонала с кровью, тем самым исключает риск заражения гемоконтактными инфекциями.

Стандартизация процесса

- соблюдение правильного соотношения кровь/реагент за счет точной дозировки вакуума и реагента в пробирке;
- возможность использования в качестве первичной пробирки в ряде автоматических анализаторов;
- совместимость с широким спектром современных аналитических приборов;
- снижение ошибок на преаналитическом этапе.

Удобство использования

- возможность взятия крови в несколько пробирок с помощью одной венепункции (при этом не нужно тянуть поршень, исключается воздействие давления на форменные элементы и активация факторов свертывания из-за медленного движения поршня шприца);
- большая размерная линейка рабочих объемов;
- простота утилизации.

Экономия рабочего времени и средств

- снижение временных затрат на взятие пробы, маркировку и подготовку к исследованию;
- оптимальное соотношение цена/качество;
- отсутствие этапов приобретения, приготовления и дозирования антикоагулянтов;
- доказано, что вакуумный забор крови является на 15,2% более экономичным в использовании, нежели забор шприцевым методом*.

* Л.П. Зенина, Л.М. Бурмакова, М.А. Годков, В.В. Долгов. Экономическое обоснование целесообразности применения закрытых вакуумных систем для взятия крови. Журнал «Лаборатория» №4 – 2013 г.

ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вакуумная система ЕЛАМЕД предназначена для взятия венозной крови у пациента с целью последующего проведения различных видов клинических лабораторных исследований взятых проб.

Принцип действия изделия основан на использовании герметично закрытых пробирок с точно дозированным вакуумом. При прокалывании вены одним концом специальной двусторонней иглы и резиновой пробки вакуумной пробирки – другим концом иглы, под действием вакуума требуемый объем крови напрямую из вены втягивается в пробирку.



Состав вакуумной системы:
①– вакуумная пробирка;
②– многоразовый держатель;
③– двусторонняя игла или ④ – игла-бабочка.

Вакуумная пробирка ① является стерильным медицинским изделием однократного применения для диагностики in vitro.

Пробирки ЕЛАМЕД используются для взятия, транспортировки и обработки крови для анализа сыворотки, плазмы или цельной крови в клинической лаборатории.

Пробирки ЕЛАМЕД – это пластиковые (ПЭТФ) пробирки с заданным уровнем вакуума для взятия точного объема крови. Пробирки закрыты безопасными крышками с цветовой кодировкой.

Цветовая кодировка крышек соответствуют международному стандарту по цветовому кодированию реактивов в пробирках ISO 6710.

Держатель для вакуумных систем ② предназначен для фиксации стандартных двусторонних игл и игл-бабочек, обеспечения удобного направления и соединения с ними вакуумных пробирок диаметром 13 и 16 мм в момент проведения процедуры венепункции.

Чистые держатели после контакта с кожей пациента и руками медработника могут быть повторно использованы после проведения дезинфекционных мероприятий.

Держатель изготовлен из качественного прозрачного пластика, устойчив к химической дезинфекции.

Двусторонняя игла (простая и с камерой визуализации) ③

Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая – закрытая резиновым клапаном, для того чтобы проколоть резиновую часть крышки пробирки. Наличие клапана сохраняет герметичность системы во время смены пробирок. Двусторонняя игла обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой.

Камера визуализации позволяет увидеть, как игла заполняется кровью, что свидетельствует об успешности венепункции.

Цветовое кодирование размеров игл соответствует стандарту ISO 6009.

Игла-бабочка (катетер-бабочка) ④

Игла-бабочка с гибким катетером и люэр-адаптером предназначена для введения в вену пациента, но имеет преимущества перед обычными двусторонними. Крылышки обеспечивают эффективную фиксацию и легкость введения в вену, а благодаря гибкости трубки игла не двигается во время манипуляций с держателем (при соединении пробирки), что позволяет свести к минимуму риск повреждения стенки сосуда. Особенно актуально в педиатрии, в отделениях реанимации, ветеринарии.

Цветовое кодирование размеров иглы соответствует стандарту ISO 6009.

Примечание: при использовании иглы-бабочки первоначальный забираемый объем крови должен быть не менее 5 мл.

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД для исследования сыворотки крови

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования сыворотки крови покрыты изнутри микрочастицами диоксида кремния, которые активируют свертывание крови при аккуратном переворачивании пробирки. Время свертывания крови – 10-30 мин.

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования сыворотки крови с гелем содержат разделительный гель, находящийся на дне пробирки. Плотность этого материала ниже, чем у кровяного сгустка, но выше, чем у сыворотки. Во время центрифугирования разделительный гель движется вверх, к границе между сгустком и сывороткой, где и формируется стабильный барьер, отделяющий сыворотку от фибрина и клеток. Сыворотку можно отбирать прямо из вакуумной пробирки, что исключает необходимость ее переноса в другой контейнер. Этот барьер обеспечивает стабильность некоторых параметров в вакуумной пробирке в течение 48 часов при рекомендуемых условиях хранения.

Применение: в клинической химии, серологии, ИФА, бактериологии, для определения групп крови.



НАПОЛНИТЕЛЬ	активатор свертывания – сухие кристаллы диоксида кремния (SiO2)
ГЕЛЬ	полиакриловый
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	сыворотка

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД для гематологических исследований

Пробирки ЕЛАМЕД для гематологических исследований покрыты изнутри либо К2ЭДТА, либо К3ЭДТА (1,8 мг/1 мл крови). ЭДТА связывает ионы кальция и блокирует каскад свертывания.


Пробирки ЕЛАМЕД с ЭДТА можно использовать для отбора проб непосредственно в анализаторе без необходимости открывать пробирку.

Мазок крови необходимо сделать в течение 3 часов после взятия крови.

Эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в образце крови с ЭДТА стабильны до 24 часов.

Пробирки ЕЛАМЕД с ЭДТА используются для анализов цельной крови в клинической лаборатории. Пробирки с ЭДТА К2 и К3 можно использовать для рутинного иммуногематологического анализа, например определения групп крови, резус-фактора и скрининга антител, а также для определения вирусных маркеров в скрининговых лабораториях.

Применение: гематология.



НАПОЛНИТЕЛЬ	этилендиаминтетрауксусная кислота двукалиевой соли/трикалиевой соли
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	цельная кровь или плазма с ЭДТА

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД для исследования плазмы крови

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования плазмы крови содержат соли гепарина, нанесенные на внутренние стенки пробирки (концентрация гепарина 12-30 МЕ/1 мл крови). Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, таким образом блокируя каскад свертывания в образце крови, в результате чего получается образец цельной крови/плазмы вместо сгустка свернувшейся крови и сыворотки.

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования плазмы крови с литий-гепарином и гелем содержат разделительный гель. Плотность этого материала ниже, чем у клеток крови, но выше, чем у плазмы. Во время центрифугирования гель движется вверх, образуя стабильный барьер, отделяющий плазму от клеток. Плазму можно отбирать прямо из вакуумной пробирки, что исключает необходимость вручную переносить ее в другой контейнер. Барьер обеспечивает стабильность некоторых параметров в вакуумной пробирке до 48 часов при рекомендованных условиях хранения.

Применение: биохимия, иммунология.



НАПОЛНИТЕЛЬ	лития гепарин
ГЕЛЬ	полиакриловый
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	гепаринизированная плазма

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД для исследования свертывания крови

Пробирки ЕЛАМЕД для исследования свертывания крови содержат забуференный раствор тринатрий цитрата. Доступны концентрации цитраты 0,109 моль/л (3,2%) или 0,129 моль/л (3,8%). Выбор концентрации зависит от политики лаборатории. Соотношение кровь-реагент – 9:1.

Применение: исследования системы гемостаза.



НАПОЛНИТЕЛЬ	3,2% или 3,8% р-р натрия цитрата
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	цитратная плазма

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД для определения СОЭ

Пробирки ЕЛАМЕД для определения СОЭ содержат 3,8% забуференный раствор тринатрий цитрата (0,129 моль/л). Соотношение кровь-реагент – 4:1. Пробирки ЕЛАМЕД для определения СОЭ используют для сбора и транспортировки венозной крови и последующего определения скорости оседания эритроцитов.

Применение: измерение уровня СОЭ.



НАПОЛНИТЕЛЬ	натрия цитрат 3,8%
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ	цитратная плазма



Комплект поставки пробирок:
- пробирка вакуумная ЕЛАМЕД – 100 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
- первичная упаковка – 1 шт.

Комплект поставки держателей:
- держатель – 100 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- первичная упаковка – 1 шт.

Примечание: в комплект поставки может входить несколько первичных упаковок с держателями и Руководством по эксплуатации.



Комплект поставки игл двусторонних и игл-бабочек:
- игла – 100 шт.
- первичная упаковка – 1 шт.

Примечание: в комплект поставки может входить несколько первичных упаковок с иглами.

Гарантии изготовителя

Срок годности:

- 12 месяцев для вакуумных пробирок с натрия цитратом;
- 20 месяцев для вакуумных пробирок с остальными наполнителями;
- 8 лет для держателей;
- 5 лет для игл двусторонних и игл-бабочек.

Производитель гарантирует соответствие изделия установленным требованиям стандартов и документации производителя при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации.

Сведения об утилизации

Пробирки вакуумные ЕЛАМЕД после использования относятся к классу Б «эпидемиологические опасные отходы», неиспользованные пробирки относятся к классу А «эпидемиологические безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам» по СанПиН 2.1.2790-10. Мероприятия по обеззараживанию и утилизации использованных и неиспользованных пробирок должны производиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Контейнеры для биопроб



Особенности

- все контейнеры и банки поставляются в индивидуальных упаковках, на которых имеется вся необходимая для потребителя и предусмотренная действующим законодательством информация.
- контейнер для биопроб объемом до 25 мл (с закручивающейся крышкой и лопаткой) предназначен для сбора и транспортировки кала и других биологических материалов.
- контейнер для биопроб объемом до 60 мл (в двух исполнениях – с лопаткой и без неё), в индивидуальной упаковке, предназначен для сбора и транспортировки биологических жидкостей (материалов). Универсальный контейнер, который в исполнении с лопаткой может использоваться для сбора и транспортировки практически всех биологических материалов. Оба исполнения выпускаются в двух вариантах – нестерильные и в стерильном исполнении (радиационный метод стерилизации).
- контейнер для биопроб объемом до 100 мл (с винтовой навинчивающейся крышкой), в индивидуальной упаковке, предназначен для сбора и транспортировки биологических жидкостей (материалов). Исключает ингаляционный контакт и случайное протекание содержимого.
- контейнер выпускается в двух вариантах – нестерильные и в стерильном исполнении (радиационный метод стерилизации).

Преимущества применения специализированных одноразовых контейнеров:

- быстрое, не требующее дополнительной подготовки применение по назначению;
- исключение искажения результатов анализа по причине попадания посторонних примесей;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Основные параметры и характеристики

Наименование	Крышка	Номинальная вместимость, мл, не менее	Максимальная емкость, мл	Номинальная вместимость лопатки, мл
Контейнер для биопроб, 25мл	Закручивающаяся, с лопаткой	25	30	–
Контейнер для биопроб, 100 мл	Закручивающаяся	100	130	–
Контейнер для биопроб, 100 мл стерильный	Закручивающаяся	100	130	–
Контейнер для биопроб, 60 мл с лопаткой	Закручивающаяся, со съемной лопаткой	60	90	0,6
Контейнер для биопроб, 60 мл без лопатки	Закручивающаяся	60	90	–
БПАмк-60-04 – «ЕЛАТ» НОВИНКА с лопаткой, в индивидуальной упаковке, стерильная	Закручивающаяся, со съемной лопаткой	60	90	0,6
БПАмк-60-04 – «ЕЛАТ» НОВИНКА без лопатки, в индивидуальной упаковке, стерильная	Закручивающаяся	60	90	–

Контейнер 25 мл, 100 мл. Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08559
Контейнер 100 мл, стерильный. Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3041
Контейнер 60 мл, с лопаткой и без лопатки. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4686
БПАмк-60-04-«ЕЛАТ» С, с лопаткой и без лопатки. Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6036

ЭПГ-«ЕЛАТ»

Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала

МС-«ЕЛАТ»

Маска пластмассовая прозрачная для защиты лица врача-стоматолога при проведении манипуляций в полости рта



Особенности:

- легкие, удобные, не вызывают чувства дискомфорта;
- обеспечивают надежную защиту от брызг биологических и химических веществ, а также от попадания механических частиц;
- эргономичны, прочно и комфортно фиксируются, не соскальзывают при движении и наклоне головы;
- обеспечивают максимальный обзор, подходят к любому типу лица;
- легко надеваются поверх коррекционных очков;
- при необходимости (попадании биологических жидкостей, потере прозрачности и т.д.) щиток маски легко заменяется;
- в течение долгого времени работы не приводят к утомляемости глаз.







Основные параметры и характеристики

Наименование	ЭПГ-«ЕЛАТ»	МС-«ЕЛАТ»
Средний ресурс, не менее:	5 000 разгибаний заушных частей оправы	
Вид поставки	В разобранном виде	
Комплект поставки	Оправа – 1 шт.; защитная пленка – 1 шт.; руководство по эксплуатации – 1 шт.	Оправа –1 шт.; опора –1 шт.; шайба – 3 шт. (тонкая) + 3 шт. (толстая); щиток –1 (5 или 10) шт. по желанию заказчика; руководство по эксплуатации – 1 шт.
Габаритные размеры	–	135×185×195 мм

Экран пластмассовый для предохранения глаз медицинского персонала ЭПГ-«ЕЛАТ».
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03716.
Маска пластмассовая прозрачная для защиты лица врача-стоматолога при проведении манипуляций в полости рта МС-«ЕЛАТ». Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/01463.

КГК-01 Комплект принадлежностей для определения группы крови



Особенности:

- комплект разработан с учетом требований, сформулированных Гематологическим научным центром России;
- 7-луночные планшеты имеют идеальную поверхность лунок, гарантирующую правильность трактовки результатов анализов;
- большое количество шпателей **(30 шт.)** исключает их повторное использование и искажение результатов анализов;
- комплект изготовлен из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных медицинских пластмасс;
- легко дезинфицируется всеми химическими средствами, разрешенными для пластмасс в соответствии с МУ-287-113.

Комплект рекомендуется для отделений, где часто возникает необходимость в переливании крови и её компонентов: анестезиолого-реанимационных отделений, отделений и палат интенсивной терапии, отделений хирургического, гинекологического, инфекционного и других профилей при необходимости, родильных домов, гематологических, токсикологических, ожоговых отделений, отделений трансфузиологии, МЧС, военных госпиталей, стационарных и полевых ФАПов.







Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры планшета, не более	142×85×12 мм
Габаритные размеры штатива, не более	82×44×76 мм
Габаритные размеры шпателя, не более	102×4×9 мм
Масса всего комплекта	не более 200 г
Комплект поставки	Планшет – 5 шт.; шпатель –30 шт.; штатив для сывороток – 1 шт.
Гарантийный срок	18 месяцев со дня продажи


Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08846

ЖВ-01-«ЕЛАМЕД»


Жгут кровоостанавливающий венозный полимерно-латексный с зажимным устройством, регулирующим силу сжатия

Замыкание петли





Затягивание петли



Ослабление петли



Размыкание петли



Особенности:

- состоит из мягкой упругой эластичной ленты с наконечником и защелкой, а также пластмассового корпуса, замыкающего ленту в петлю;
- механизм замка позволяет медицинскому работнику регулировать степень сжатия и декомпрессии одной рукой.

Выполнение некоторых медицинских манипуляций, связанных с пункцией периферических вен (внутривенное введение препаратов, забор крови на исследование и т.д.), невозможно без временного ограничения кровотока в них.

До недавнего времени для этих целей применялись всевозможные подручные средства: куски резиновых трубок и лент, матерчатые скрутки и т. д. Эти приспособления доставляли массу неудобств при проведении процедур как пациентам, так и медицинскому персоналу. Для многих медицинских учреждений уже стало привычным использование специальных компрессионных (сдавливающих) жгутов, которые позволяют делать процесс венепункции максимально быстрым и удобным, начиная с фиксации вены. Резинотканевая лента не доставляет неудобств и дискомфорта пациентам. Удобная пластиковая застежка компрессионного жгута позволяет регулировать степень сжатия петли и разъединять ее одной рукой.

Использование в работе жгута с зажимным устройством, регулирующим силу сжатия – это еще один шаг в повышении уровня медицинского обслуживания.

Основные параметры и характеристики

Материал	Резинотканевая лента
Масса	Не более 0,1 кг
Выдерживаемая нагрузка	Не менее 8 кГс
Длина жгута с учетом наконечника и защелки	525±25мм
Гарантийный срок службы	18 месяцев со дня изготовления

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02111

УПХЛ-01-«Елат»

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств



Кратковременное (суточное) хранение таблеток и разделение их по времени приема в больничных и домашних условиях.

Особенности:

- дает возможность заблаговременного приготовления суточных лекарственных доз для каждого конкретного пациента;
- прозрачная крышка-ползунок предотвращает выпадение содержимого, на пенале есть возможность разместить Ф.И.О. пациента;
- изготовлен из нетоксичного медицинского полимера, легкого, прочного, удобного для обработки моющими и разрешенными к применению в медицине дезинфицирующими средствами;
- комплект из десяти укладок-пеналов с поддоном-укладкой обеспечивает комфортные для медицинской сестры условия раздачи лекарств.



Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры пенала, не более	160×64×19 мм
Масса пенала, не более	50 г
Габаритные размеры подставки, не более	105×135×183 мм
Масса подставки, не более	90 г
Возможно приобретение отдельно пеналов или комплекта, состоящего из 10 УПХЛ с поддоном-подставкой	

Соответствует всем требованиям и нормам МЗ РФ, предъявляемым к изделиям опосредованного контакта через лекарственные средства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08847

EXT

Емкость для хранения термометров



Особенности:

- цилиндрический корпус с крышкой имеет вкладыш с ячейками для фиксации в них медицинских термометров в вертикальном положении и служит надежной их защитой от повреждений;
- все детали корпуса выполнены из ударопрочного, химически стойкого материала, устойчивого к дезинфекции химическим способом всеми разрешенными для этих целей средствами;
- вместе с лотком ЛПпу-0,5 контейнер EXT образует идеальный комплект для дезинфекции и хранения термометров. В лотках ЛПпу-0,5, при полном погружении в дезинфицирующее средство на определенное время они дезинфицируются, а в EXT – хранятся. Чистые термометры раздаются пациентам из EXT, а собираются после использования по назначению в прямоугольные лотки.

Использование контейнера EXT – современный эстетичный подход к выполнению медицинских манипуляций, положительно влияющий на имидж лечебного учреждения.



Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры	Ø110×170 мм
Масса, не более	0,2 кг
Полный объём ёмкости	0,8л±5%

Регистрационное удостоверение №ФСР 2010/08166

УКТП-01 «ЕЛАТ»

Укладка-контейнер для транспортировки пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения

Транспортировка пробирок и других малогабаритных изделий медицинского назначения.



Особенности:

- УКТП обеспечивает защиту от случайного попадания биоматериалов во внешнюю среду при транспортировке между отделениями, корпусами и различными ЛПУ;
- изделие необходимо во всех клинико-диагностических, серологических, генетических и других лабораториях и во всех ЛПУ, откуда кровь доставляется на исследования;
- в состав могут входить один или два штатива на 40 пробирок каждый;
- по желанию потребителя вместо одного штатива может комплектоваться вкладышем для флаконов;
- для надежной защиты биоматериалов крышка снабжена уплотнителем;
- полностью соответствует требованиям по соблюдению санэпидрежима;
- при необходимости, по желанию потребителя, штативы можно убрать и использовать контейнер для транспортировки, например, инфузионных растворов.

Укладка-контейнер изготовлена из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных материалов: полистирола, полиэтилена, термоэластопласта, и устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств по МУ 287-113 МЗ РФ при температуре не более 50 °С.

Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры, не более	350×225×270 мм
Масса, не более	2,0 кг
Максимальная рабочая нагрузка, не более	6,0 кг
Максимальное количество переносимых одновременно пробирок	УКТП-01 (вар. 1) 40 шт. УКТП-01 (вар. 2) 80 шт.







Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10237

КПБ-01

Контейнер для переноса баночек для анализов



Транспортировка одноразовых баночек с биологическими материалами на анализ

Особенности:

• каждый из двух поддонов, устанавливаемых друг над другом в два яруса и скрепляемых ручкой, имеет вкладыш для установки в него 22 баночек;
• при необходимости верхний поддон можно перевернуть, превратив его в крышку первого поддона, защищающую содержимое образовавшегося контейнера от воздействия внешней среды;
• все детали контейнера изготовлены из ударопрочного, химически стойкого полимерного материала, легко обрабатываются всеми разрешенными дезинфицирующими средствами;
• соответствует требованиям по соблюдению санэпидрежима.







Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры	530×200×300 мм
Масса, не более	2,0 кг
Макс. рабочая нагрузка, не более	6,0 кг
Макс. количество переносимых одновременно баночек	44 шт.

Использование контейнера КПБ-01 – повышение уровня культуры и эстетики медицинского обслуживания.


Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08845

ЛПпо, ЛППу

Лотки полимерные медицинские почкообразные и прямоугольные



Необходимы при выполнении большинства медицинских манипуляций: постановки инъекций и капельниц у постели больного, перевязки и ухода за дренажами, пункций биологических жидкостей, химической дезинфекции медицинских изделий (термометров, шпателей, хирургических игл, скальпелей зондов, ножниц и т. д.), хранении инструментов и других медицинских изделий, в том числе и стерильных.







Особенности:

• гораздо легче и эргономичнее металлических аналогов;
• разработаны с учетом пожеланий медицинских работников, например, почкообразный лоток ЛПпо-1,75 имеет крышку, ручку и носик для слива; прямоугольный лоток ЛППу-0,85 имеет крышку и несколько ячеек для мелких инструментов;
• все лотки устойчивы к химической дезинфекции разрешенными для этих целей средствами;
• лотки, изготовленные из материала армлен, выдерживают стерилизацию паровым методом при t 120°С+2°С, давлении пара 1,1 кгс/см^3, времени выдержки 45 мин. (МУ 287-113. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения).

Надежность и прочность полимерных лотков «ЕЛАТ» подтверждены многочисленными испытаниями и многолетней практикой применения в российских лечебно-профилактических учреждениях.

Основные параметры и характеристики

Наименование	Номинальный объем, л	Габаритные размеры, мм	Макс. t° С
Лоток почкообразный ЛПпо-0,5 ЕЛАТ	0,35	(210±3)×(109±3)×(38±3)	75 или 120+2 для лотков из армлена
Лоток почкообразный ЛПпо-1,75 ЕЛАТ	1,75	(318±2)×(217±2)×(80±2)	
Лоток прямоугольный ЛППу-0,5-ЕЛАТ	0,5	(200±3)×(154±3)×(40±3)	
Лоток прямоугольный ЛППу-0,85-ЕЛАТ	0,85	(250±2)×(190±2)×(48±2)	

ЛПпо-0,5-«ЕЛАТ», ЛППу-0,5-«ЕЛАТ». Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02996
ЛПпо-1,75-«ЕЛАТ». Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00130
ЛППу-0,85-«ЕЛАТ». Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00131